

egemen®
INTERNATIONAL

www.egemen.com.tr info @egemen.com.tr

QSAFE



Q Safe nedir?

Q Safe 18 Gauge ucu bilenmemiş (sadece hafifçe sivriltilmiş) bir kanül olup, kanül plastik hapının ortasına 5 micron filtre yerleştirilmiştir. Uygulama esnasında kırılan ampülün içerisindeki sıvıyı çekerken Q Safe kullanılarak enjektör içerisindeki sıvı filtre edilmiş olmaktadır. Filtre edilmiş sıvı madde ile spinal anestezi işlemine güvenle devam edilebilmektedir.

Bilindiği üzere; rejyoner anestezi uygulamalarında epidural boşluğa enjekte edilen anestetik madde, epidural filtreden geçirilerek filtrasyon işlemi uygulanmaktadır. Yine bilindiği gibi, uygulanan bu işlemin sebebi ampullerden dökülen cam partikülleri ve ilaç kaynaklı olabilecek her türlü yabancı maddenin filtrasyonudur. Kaldı ki bu hususla ilgili oldukça kabarık klinik değerlendirmeler mevcuttur. (Klinik çalışmaları kalite@egemen.com.tr mail adresinden talep edebilirsiniz) Oysa spinal bölge ile epidural bölgenin risk analizi yapılacak olursa takdir edilecektir ki, spinal bölge çok daha risklidir. Hal böyle iken spinal bölgeye yapılan anestezi enjeksiyonunda, hiç bir filtrasyon söz konusu değildir. Egemen International 2019 yılı itibari ile tüm anestezi kit ve setlerinde kullanıma sunduğu Q Safe filtrasyonlu kanüllerini artık; pencil point spinal anestezi iğnelerinde, kaudal iğnelerinde, atrou-com, özel bileyli iğnelerine bila bedel ilave ederek sayın müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.